

BIOPTRON[®] 
СИСТЕМА ГИПЕРСВЕТА ОТ ZEPHER

ВОССТАНАВЛИВАЕТ БИОЛОГИЧЕСКУЮ
СТРУКТУРУ КОЖИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ГИПЕРСВЕТА

-8 ЛЕТ
ЗА 4 НЕДЕЛИ





КЛЕТОЧНАЯ АРХИТЕКТУРА

Старение кожи происходит из-за того, что «строительные блоки» (коллаген и эластин) разрушаются быстрее, чем организм способен их восстанавливать. Этому способствуют:

- **Время:** клетки естественным образом замедляют и прекращают регенерацию (клеточное старение).
- **Окружающая среда:** солнечный свет (УФ-излучение) и загрязнение окружающей среды создают «свободные радикалы», которые активно разрушают структуру кожи (окислительный стресс).

Система терапии гиперсветом Биоптрон способствует активации клеточной активности и поддерживает природные функции кожи, обеспечивая её обновление, восстановление и укрепление структуры.
















ГИПЕРСВЕТ БИОПТРОНА АКТИВИЗИРУЕТ КЛЕТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ И УКРЕПЛЯЕТ СТРУКТУРУ ДЕРМЫ.

НАУКА О ВОЗВРАЩЕНИИ МОЛОДОСТИ


КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ ИНСТИТУТОМ КОЖНЫХ ТЕСТОВ В ШВЕЙЦАРИИ

-  **61 участник** (возраст 37–75 лет)
-  **8 недель** (ежедневное применение)
-  **10мин/день** (Гиперсвет Биоптрона + лосьон «Синергия Гиперсвета»)



	Заметное уменьшение морщин:	– 4.7 %
	Уменьшение тонких линий	-12.4%
	Выравнивание тона кожи	+14.5%
	Повышение сияния кожи	+3.6%
	Увеличение плотности дермы	+9.4%
	Восстановление эластичности кожи	+17.6% через 8 недель
	Глубокое и длительное увлажнение	+31.5% через 8 недель

A **Динамика изменений кожи, связанных с возрастом и образом жизни, относительно базовых показателей**



* Результаты оценивались с использованием самых современных методов 3D-визуализации и биофизического анализа, включая Antera 3D, Corneometer, EvaFace®, Cutometer® и ультразвуковое исследование.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УВЛАЖНЕНИЕ:
МОЛЕКУЛЯРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.



ИННОВАЦИЯ ЗНFWC

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГИПЕРГАРМОНИЗИРОВАННАЯ ГИДРОГЕНИЗИРОВАННАЯ ГИДРОКСИЛИРОВАННАЯ ФУЛЛЕРЕНОВАЯ ВОДА



Антимикробная защита, сохраняющая баланс кожи.



Укрепляет естественную оборону, повышая устойчивость к агрессорам.



Нейтрализует свободные радикалы от УФ, синего света и электромагнитных полей.





Обеспечивает естественную защиту от микробов, снимая зуд и раздражение.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УВЛАЖНЕНИЕ:
МОЛЕКУЛЯРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАШ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РИТУАЛ ОБНОВЛЕНИЯ

1. Очистите кожу
2. Гиперсвет Биоптрона: 10 мин, расстояние 10 см от кожи
3. Нанесите лосьон «Синергия Гиперсвета»
4. Завершите процедуру, используя ваши обычные средства по уходу за кожей



КВАНТОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

НАСЛЕДИЕ СВЕТА: 30 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ


БИОПТРОН® — МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФОТОБИОМОДУЛЯЦИИ. ЭТО КЛИНИЧЕСКИ ПРОТЕСТИРОВАННОЕ И СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:

- **Дерматологические заболевания:** акне, псориаз и атопический дерматит.
- **Лечение боли:** боль в физиотерапии, ревматологии и спортивной медицине.
- **Заживление ран:** ожоги, венозные язвы и послеоперационные рубцы.
- **Сезонное аффективное расстройство (САР):** улучшение самочувствия и уровня энергии.

Механизм действия: Квантовая перезагрузка.

В основе нашей инновации лежит запатентованный нанофотонный фильтр ZC60-X®, который преобразует свет в биорезонансный комплекс гиперсвета. По мере проникновения этих структурированных фотонов в ткани, они взаимодействуют с молекулярными компонентами кожи, вызывая клеточный ответ, который восстанавливает биоструктуры до их нормального состояния, что приводит к реконструкции и укреплению структурной целостности кожи.








ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ К ЗАЖИВЛЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ.

СИНЕРГИЯ С ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕДУРАМИ

С ПОМОЩЬЮ ГИПЕРСВЕТА БИОПТРОНА ВАШИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ БУДУТ ДАВАТЬ ЛУЧШИЕ И БОЛЕЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ КОЖЕ ПРЕОДОЛЕТЬ СТРЕСС ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПЕРЕЙТИ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЯ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.

Инъекционные препараты и филлеры 

Лазерные и химические пилинги 



Подготовка кожи: Оптимизирует состояние кожи, делая ее более восприимчивой к последующим эстетическим процедурам.

Ускорение восстановления: Способствует быстрому заживлению после вмешательств, сокращая период реабилитации, ускоряя регенерацию тканей, снимая воспаление и предотвращая образование рубцов.

Сохранение результатов: Обеспечивает долговечность достигнутых эффектов, укрепляя кожу и поддерживая ее клеточную активность.

Клиническое применение: Ускоряет приживление тканей и уменьшает послеоперационные гематомы.

 Инвазивная хирургия

 Микронидлинг

**Zepter International
Kazakhstan**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
050000, г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, 140

Call-center: 3040
(с мобильного бесплатно)

www.zepter.kz
@myzepter

